


التعرف على سماعة الأذن اليمنى واليسرى من danalogic Extend

تتم برمجة أسماعة الأذن لديك لكل أذن. من الضروري أن ترتدي سماعة الأذن الصحيحة في كل أذن وعدم تبديلها. حيث تحتوي سماعة الأذن لديك على علامات ملونة لمساعدتك على معرفة الأذن الصحيحة للبرمجة

تشير العلامة الحمراء إلى سماعة الأذن اليمنى وتشير العلامة الزرقاء إلى سماعة الأذن اليسرى.

توضح لك الصورة الموجودة في هذه الصفحة أين يمكنك العثور على العلامة الملونة.

إذا لم ترى أي علامات ملونة، يُرجى الاتصال بقسم السمع المحلي لديك.



لمزيد من الدعم، امسح رمز الاستجابة السريعة أو يمكنك زيارة بوابة دعم المرضى لدينا من خلال: danalogic.co.uk/patient-portal

