


Rozpoznání pravého a levého sluchadla pro danalogic Extend



Vaše sluchadla jsou naprogramována pro každé ucho zvlášť. Je důležité, abyste měli správné sluchadlo v každém uchu a nezaměňovali je. Vaše sluchadla mají barevné značky, které vám pomohou rozpoznat, pro které ucho jsou naprogramována.

Červená značka označuje pravé sluchadlo a modrá značka označuje levé sluchadlo.

Obrázek na této stránce vám ukazuje, kde můžete barevnou značku najít.

Pokud žádné barevné značky nevidíte, kontaktujte prosím místní audiologické oddělení.



Pro další podporu naskenujte QR kód nebo navštivte náš portál podpory pacientů na adrese: **danalogic.co.uk/patient-portal**