

danalogic Extend BTE nastavení ovládání LED světla

	Akce aplikace	Zapnuto	Vypnuto	V nabíječce		Nabíjení
				Plně nabito	Nízký stav baterie	
Nastavení ovládání LED světla	Vypnuto					
	Jedno bliknutí					
	Nepřetržité blikání					

	Akce aplikace	Změna hlasitosti	Omezení hlasitosti	Stav programu	DAI (přímý audio vstup)	Režim letadlo
Nastavení ovládání LED světla	Vypnuto	 Žádné světlo	 Žádné světlo	 Žádné světlo	 Žádné světlo	 Žádné světlo
	Jedno bliknutí	 1 x při stisknutí	 1 x při dosažení	 Program 1 Program 2 Program 3 Program 4 1 x při stisknutí	 1 x při aktivování	 1x při aktivaci (1 dlouhé bliknutí, poté čtyři dvojité bliknutí)
	Nepřetržité blikání	 1 x při stisknutí	 1 x při dosažení	 Program 1 Program 2 Program 3 Program 4 1 x při stisknutí	 1 x při aktivování	 1x při aktivaci (1 dlouhé bliknutí, poté čtyři dvojité bliknutí)

Poznámky:

- Upozornění na nízký stav baterie má přednost před všemi ostatními signály.



Pro další podporu naskenujte QR kód nebo navštivte náš portál podpory pacientů na adrese: **danalogic.co.uk/patient-portal**

Správná volba pro NHS

danalogic GN