


区分左侧和右侧 danalogic Extend 助听器



每一只助听器针都经过单独编程。您必须将它们佩戴在正确的耳侧而不能互换，这一点很重要。助听器通过颜色标记来帮助您区分它们分别适用于哪一侧耳朵。

红色标记表示右侧助听器，蓝色标记表示左侧助听器。

此页的插图显示了颜色标记所在的位置。

如果您找不到颜色标记，请与当地听力科联系。



如需更多支持，请扫描二维码或访问我们的患者支持门户，网址：danalogic.co.uk/patient-portal