


Распознавание слуховых аппаратов для правого и левого уха в danalogic Extend



Ваши слуховые аппараты запрограммированы для каждого уха. Важно носить правильный слуховой аппарат в каждом ухе и не менять их местами. На слуховых аппаратах есть цветные метки, которые помогут вам узнать, для какого уха они запрограммированы.

Красная метка указывает на правый слуховой аппарат, а синий — на левый.

Рисунок на этой странице иллюстрирует, где вы можете найти свою цветную метку.

Если вы не видите цветных меток, обратитесь в местное отделение аудиологии.



Для получения дополнительной поддержки отсканируйте QR-код или посетите наш портал поддержки пациентов:
danalogic.co.uk/patient-portal