


Reconocimiento de los audífonos derecho e izquierdo para danalogic Extend



Sus audífonos están programados para cada oído. Es importante que lleve el audífono correcto en cada oído y que no los intercambie. Sus audífonos tienen marcadores de colores para ayudarle a saber para qué oído están programados.

El marcador rojo indica el audífono derecho y el marcador azul indica el izquierdo.

La imagen de esta página le muestra dónde puede encontrar su marcador de color.

Si no puede ver ningún marcador de color, póngase en contacto con su departamento local de audiología.



Para obtener más ayuda, escanee el código QR o visite nuestro portal de asistencia al paciente en: danalogic.es/patient-portal