

سماعت کی شناخت کرنا


danalogic Extend کے لیے دائیں اور بائیں آلہ

آپ کے آلہ سماعت کو دونوں کانوں کے لیے پروگرام کیا جاتا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ آپ ہر کان میں صحیح آلہ سماعت استعمال کریں اور ان کا تبادلہ نہ کریں۔ آپ کے آلہ سماعت میں رنگین مارکرز ہیں تاکہ آپ کو یہ جاننے میں مدد ملے کہ وہ کس کان کے لیے پروگرام کیے گئے ہیں۔

سرخ مارکر دائیں آلہ سماعت کی نشاندہی کرتا ہے اور نیلا مارکر بائیں آلہ سماعت کی نشاندہی کرتا ہے۔

اس صفحے پر موجود تصویر آپ کو دکھاتی ہے کہ آپ اپنا رنگین مارکر کہاں تلاش کر سکتے ہیں۔

اگر آپ کسی بھی رنگین مارکر کو نہیں دیکھ سکتے تو براہ کرم اپنے مقامی آڈیولوجی ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کریں۔



مزید معاونت کے لیے، QR کوڈ اسکرین کریں یا درج ذیل ویب سائٹ پر ہمارا معاونتی پورٹل برائے مریض ملاحظہ کریں: danalogic.co.uk/patient-portal

