


Adnabod cymhorthion clyw de a chwith ar gyfer danalogic Extend



Mae'ch cymhorthion clyw wedi'u rhaglennu ar gyfer y ddwy glust. Mae'n bwysig eich bod yn gwisgo'r cymorth clyw cywir ym mhob clust ac nad ydych yn eu ffeirio. Mae gan eich cymhorthion clyw nodwyr lliw i'ch helpu i wybod ar gyfer pa glust maen nhw wedi'u rhaglennu.

Mae'r nodwr coch yn dangos y cymorth clyw de a'r nodwr glas yn dangos y cymorth clyw chwith.

Mae'r ddelwedd ar y dudalen hon yn dangos i chi lle gallwch ganfod eich nodwr lliw.

Os nad ydych yn gallu gweld unrhyw nodwyr lliw cysylltwch â'ch adran Awdioleg leol.



Am ragor o gymorth, sganiwch y cod QR neu ewch i'n porth cymorth cleifion yn: **danalogic.co.uk/patient-portal**